

Link do produktu: <https://akmed.pl/neoprenowy-sciagacz-stawu-skokowego-4400-p-2342.html>



Neoprenowy ściągacz stawu skokowego 4400

Numer katalogowy **4400**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Ściągacz stawu skokowego wykonany z 5 mm neoprenu, odpowiednio zaprojektowany i uszyty by nie zsuwał się i dobrze przylegał do ciała.

Zastosowanie:

Tendonitis, pooperacyjnie, nawracające dolegliwości bólowe stawu, lekkie skręcenia, profilaktyka urazów sportowych.

Działanie:

ochrona przed urazami, ucisk, stabilizacja, izolacja cieplna, redukcja dolegliwości bólowych.

Kolor: 4400(granat) / 5400(beż).

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5
Obwód nad kostką (cm)	22-24	24-26	26-28	28-31	31-34

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS

Kolor: beżowy , granatowy