

Link do produktu: <https://akmed.pl/neoprenowy-sciagacz-stawu-skokowego-4402-p-2344.html>



## Neoprenowy ściągacz stawu skokowego 4402

Numer katalogowy **4402**

Producent **Orliman**

### Opis produktu

Ściągacz stawu skokowego wykonany z 5 mm neoprenu, odpowiednio zaprojektowany i uszyty by nie zsuwał się i dobrze przylegał do ciała, posiada dodatkowe rozcięcie z przodu podudzia.

#### Zastosowanie:

Tendonitis, pooperacyjnie, nawracające dolegliwości bólowe stawu, lekkie skręcenia, profilaktyka urazów sportowych.

#### Działanie:

ochrona przed urazami, ucisk, stabilizacja, izolacja cieplna, redukcja dolegliwości bólowych.

**Kolor:** 4402(granat) / 5402(beż).

#### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5
Obwód nad kostką (cm)	22-24	24-26	26-28	28-31	31-34

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS

**Kolor:** beżowy , granatowy