

Link do produktu: <https://akmed.pl/neoprenowy-sciagacz-stawu-skokowego-4403-p-2346.html>



## Neoprenowy ściągacz stawu skokowego 4403

Numer katalogowy **4403**

Producent **Orliman**

### Opis produktu

Ściągacz stawu skokowego wykonany z 5 mm neoprenu, odpowiednio zaprojektowany i uszyty by nie zsuwał się i dobrze przylegał do ciała, posiada zapięcie na zamek błyskawiczny.

#### Zastosowanie:

Tendonitis, pooperacyjnie, nawracające dolegliwości bólowe stawu, lekkie skręcenia, obrzęki przy stanach zapalnych.

#### Działanie:

ochrona przed urazami, ucisk, stabilizacja, izolacja cieplna.

**Kolor:** 4403(granat) / 5403(beż).

#### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5
Obwód nad kostką (cm)	22-24	24-26	26-28	28-31	31-34

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS

**Kolor:** beżowy , granatowy