

Link do produktu: <https://akmed.pl/neoprenowy-sciagacz-udowy-4500-p-2300.html>



Neoprenowy ściągacz udowy 4500

Numer katalogowy	4500
Producent	Orliman

Opis produktu

Ściągacz stawu skokowego wykonany z 3 mm neoprenu, odpowiednio zaprojektowany i uszyty by nie zsuwał się i dobrze przylegał do ciała.

Zastosowanie:

profilaktyka i leczenie naderwań, naciągnięć mięśni czworogłowego uda, mięśni grupy przywodzicieli oraz tylnej grupy mięśni uda.

Działanie:

ucisk, dobra izolacja cieplna.

Kolor:4500(granat) / 5500(beż).

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4
Obwód uda (cm)	45-48	48-52	52-57	57-64

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XS

Kolor: beżowy , granatowy