

Link do produktu: <https://akmed.pl/neoprenowy-stabilizator-nadgarstka-i-kciuka-4607-p-2221.html>



## Neoprenowy stabilizator nadgarstka i kciuka 4607

Numer katalogowy **4607**

Producent **Orliman**

### Opis produktu

Wykonany z 2 mm neoprenu stabilizator nadgarstka z ujęciem kciuka, owijany, uniwersalny na prawą i lewą rękę.

**Zastosowanie:**

lekkie niestabilności, profilaktycznie do sportu, do prac fizycznych.

**Działanie:**

ucisk, stabilizacja nadgarstka i kciuka, izolacja cieplna.

**Kolor:** granat.

rozmiar uniwersalny.