

Link do produktu: <https://akmed.pl/neoprenowy-stabilizator-nadgarstka-p-1737.html>



## Neoprenowy stabilizator nadgarstka

Numer katalogowy	<b>SP-2040</b>
Producent	<b>Special</b>

### Opis produktu

Wykonany z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii CoolMax AIRPREN.

- Zapewnia dużą skuteczność stabilizacji
- Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie oraz łagodzi ból
- Szczególnie polecany przy przeciążeniu i zeszywnieniu nadgarstka, łagodzący skutki urazów i zwyrodnień, jako środek prewencyjny zapobiegający urazom

Dzięki zastosowaniu zapinania na rzep, zakładanie nawet przy dużych bólach spowodowanych urazem nie stanowi trudności. System zapinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Stabilizator Special® wykonany z oddychającego neoprenu, w opatentowanej amerykańskiej technologii CoolMax AIRPRENE gwarantuje komfort użytkowania dzięki systemowi odprowadzania wilgoci oraz wentylacji skóry. Unikalna wielowarstwowa konstrukcja neoprenu, ze specjalnie zaprojektowanymi mikro-otworami daje uczucie chłodu w miejscu przylegania, zapobiega tym samym przegrzaniu skóry oraz powstawaniu nadmiernej ilości wilgoci powodującej dyskomfort użytkowania.

**Rozmiar:**  
Uniwersalny

**Sposób konserwacji:**  
Prać ręcznie w temperaturze do 40 °C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

**Przeciwwskazania:**  
Stabilizatora nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych, żylakowości, kiedy zastosowano maści lub żele rozgrzewające.