

Link do produktu: <https://akmed.pl/neoprenowy-stabilizator-nadgarstka-z-tasma-dociagajaca-p-1735.html>



Neoprenowy stabilizator nadgarstka z taśmą dociągającą

Numer katalogowy **SP-2010**

Producent **Special**

Opis produktu

Wykonany z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii CoolMax AIRPRENE

- Zapewnia dużą skuteczność stabilizacji
- Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie oraz łagodzi ból
- Szczególnie polecany przy przeciążeniu i zeszywnieniu nadgarstka, jako środek prewencyjny zapobiegający urazom

Dzięki zastosowaniu elastycznej dociągającej taśmy VELCRO, stabilizator stanowi podwójną ochronę przeciążonego stawu. System zapinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania. Stabilizator Special® wykonany z oddychającego neoprenu, w opatentowanej amerykańskiej technologii CoolMax AIRPRENE gwarantuje komfort użytkowania dzięki systemowi odprowadzania wilgoci oraz wentylacji skóry.

Unikalna wielowarstwowa konstrukcja neoprenu, ze specjalnie zaprojektowanymi mikro-otworami daje uczucie chłodu w miejscu przylegania, zapobiega tym samym przegrzaniu skóry oraz powstawaniu nadmiernej ilości wilgoci powodującej dyskomfort użytkowania.

Rozmiar:

Uniwersalny

Sposób konserwacji:

Prać ręcznie w temperaturze do 40°C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

Przeciwwskazania:

Stabilizatora nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych, żylakowości, kiedy zastosowano maści lub żele rozgrzewające.