

Link do produktu: <https://akmed.pl/neoprenowy-stabilizator-rzepki-4111-p-2293.html>



Neoprenowy stabilizator rzepki 4111

Numer katalogowy **4111**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Stabilizator wykonany z 5 mm neoprenu z podrzepakowymi taśmami stabilizującymi, elementem podpierającym więzadło właściwe rzepki oraz otworem na rzepekę. Taśmy stabilizujące mogą wywierać regulowany w sile ucisk elementu podpierającego więzadło właściwe rzepki, zmniejszając w ten sposób napięcia na przyczepie końcowym mięśnia czworogłowego uda, na guzowatości piszczeli.

Zastosowanie:

choroba Osgood-Schlattera, zespół rzepekowo-udowy, zapalenie więzadła właściwego rzepki, chondromalacja rzepki, podwichnięcie lub hipermobilność bliższego stawu strzałkowo-piszczelowego.

Działanie:

ucisk, izolacja cieplna, stabilizacja rzepki, minimalizacja nacisku rzepki na powierzchnię stawową udową, redukcja obciążenia przyczepu na guzowatości piszczeli.

Kolor: granat.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5	XXL/6
Obwód kolana na wysokości rzepki (cm)	32-34	34-36	36-38	38-41	41-44	44-49

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL