

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 21:22

Link do produktu: <https://akmed.pl/neoprenowy-stabilizator-rzepki-p-3289.html>



Neoprenowy stabilizator rzepki

Numer katalogowy	4539
Producent	Mueller

Opis produktu

Idealny przy urazach kolana i artretycznych schorzeniach kolana, gdzie wskazane jest mocne oparcie boczne po obu stronach kolana, podczas gdy miękki materiał neoprenowy zapewnia kojące ciepło. Lekki i wygodny w ciągłym użytkowaniu. Kształt ułatwia dopasowanie i zakładanie/ zdejmowanie.

Zastosowanie:

- Łagodne i umiarkowane urazy stawu kolanowego
- Stany zapalne ścięgien rzepki
- Lekkie niestabilności kolana
- Odciążenie oraz stabilizacja rzepki

Rozmiar uniwersalny. Mierzyć obwód środka kolana (30-63cm)