

Link do produktu: <https://akmed.pl/neoprenowy-stabilizator-stawu-kolanowego-wciagany-p-1700.html>



## Neoprenowy stabilizator stawu kolanowego wciągany

Numer katalogowy **SP-203**

Producent **Special**

### Opis produktu

Wykonany z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii CoolMax AIRPRENE.

- Zapewnia doskonałe wzmocnienie stawu
- Zmniejsza bóle spowodowane obrzękami oraz urazami wywołanymi przeciążeniem stawu
- Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie, łagodzi ból, zmniejsza obrzęk i uczucie sztywności
- Poprzeczne przeszycie stanowi dodatkowe wzmocnienie więzadeł krzyżowych

Dzięki stożkowej konstrukcji stabilizator idealnie przylega do stawu nie powodując efektu „marszczenia” w czasie użytkowania Stabilizator Special® wykonany z oddychającego neoprenu, w opatentowanej amerykańskiej technologii CoolMax AIRPRENE gwarantuje komfort użytkowania dzięki systemowi odprowadzania wilgoci oraz wentylacji skóry.

Unikalna wielowarstwowa konstrukcja neoprenu, ze specjalnie zaprojektowanymi mikro-otworami daje uczucie chłodu w miejscu przylegania, zapobiega tym samym przegrzaniu skóry oraz powstawaniu nadmiernej ilości wilgoci powodującej dyskomfort użytkowania.

#### Rozmiary:

(mierzyć obwód stawu kolanowego w środkowej części)

**S:** 31,7-34,3 cm,

**M:** 34,3-38,1 cm,

**L:** 38,1-42,0 cm,

**XL:** 42,0-45,7 cm

#### Sposób konserwacji:

Prać ręcznie w temperaturze do 40 °C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

#### Przeciwwskazania:

Stabilizatora nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych, żylakowości, kiedy zastosowano maści lub żele rozgrzewające.

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL