

Link do produktu: <https://akmed.pl/neoprenowy-stabilizator-stawu-kolanowego-zapinany-p-1711.html>



Neoprenowy stabilizator stawu kolanowego zapinany

Numer katalogowy	SP-6610
------------------	----------------

Producent	Special
-----------	----------------

Opis produktu

Wykonany z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii NEOPRENE.

- Zapewnia doskonałe wzmocnienie stawu
- Zmniejsza bóle spowodowane obrzękami oraz urazami wywołanymi przeciążeniem stawu
- Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie, łagodzi ból, zmniejsza obrzęk i uczucie sztywności

Dzięki zapinaniu na potrójny rzep zakładanie nawet przy dużych bólach spowodowanych urazem nie stanowi trudności

Rozmiar:

Uniwersalny

Przeciwwskazania:

Stabilizatora nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych, żylakowości, kiedy zastosowano maści lub żele rozgrzewające.

Sposób konserwacji:

Prać ręcznie w temperaturze do 40°C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.