

Link do produktu: <https://akmed.pl/neoprenowy-stabilizator-stawu-kolanowego-zapinany-p-1713.html>



## Neoprenowy stabilizator stawu kolanowego zapinany

Numer katalogowy	<b>SP-6620BC</b>
Producent	<b>Special</b>

### Opis produktu

Wykonany z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii NEOPRENE.

- Zapewnia doskonałe wzmocnienie stawu
- Zmniejsza bóle spowodowane obrzękami oraz urazami wywołanymi przeciążeniem stawu
- Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie, łagodzi ból, zmniejsza obrzęk i uczucie sztywności
- Pierścień z masy silikonowej stanowi dodatkową ochronę rzepki. Dzięki otworowi na rzepkę pozwala na zmniejszenie jej ucisku oraz kontroluje tor ruchu w stawie rzepkowo-udowym.

Dzięki zapinaniu na potrójny rzep zakładanie nawet przy dużych bólach spowodowanych urazem nie stanowi trudności

#### **Rozmiar:**

Uniwersalny

#### **Przeciwwskazania:**

Stabilizatora nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych, żylakowości, kiedy zastosowano maści lub żele rozgrzewające.

#### **Sposób konserwacji:**

Prać ręcznie w temperaturze do 40°C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.