

Link do produktu: <https://akmed.pl/neoprenowy-stabilizator-stawu-łokciowego-zapinany-p-1750.html>



## Neoprenowy stabilizator stawu łokciowego, zapinany

Numer katalogowy **SP-6660**

Producent **Special**

### Opis produktu

Wykonany z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii NEOPRENE.

- Działa profilaktycznie
- Stanowi dodatkowe wzmocnienie
- Zapewnia ochronę i odciążenie stawu
- Zapobiega powstawaniu dalszych urazów, kontuzji

Dzięki zapinaniu na dwa niezależne rzepy zapewniają regulowaną siłę kompresji. Sposób zapinania oraz elastyczna konstrukcja zapewniają komfort użytkowania.

#### **Rozmiar:**

Uniwersalny

#### **Dostępny kolor**

BEŻOWY lub CZARNY

#### **Przeciwwskazania:**

Stabilizatora nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych, żylakowości, kiedy zastosowano maści lub żele rozgrzewające.

#### **Sposób konserwacji:**

Prać ręcznie w temperaturze do 40 °C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** beżowy , czarny