

Link do produktu: <https://akmed.pl/neoprenowy-stabilizator-stawu-skokowego-4406-p-2349.html>



Neoprenowy stabilizator stawu skokowego 4406

Numer katalogowy	4406
Producent	Orliman

Opis produktu

Orteza stawu skokowego wykonana z 5 mm neoprenu, zapinana na zamek błyskawiczny, z wszytymi po bokach elastycznymi wzmocnieniami, posiada także taśmę ósemkową zwiększającą stabilizację i przyleganie ortezy.

Zalecenia:

lekkie skręcenia, zmiany reumatyczne, stany zapalne stawu skokowego i tkanek okołostawowych, obrzęki okołokostkowe.

Działanie:

stabilizacja boczno-przyśrodkowa, izolacja cieplna, zapobiega powiększaniu się obrzęków okolicy stawu skokowego.

Kolor: granat.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5
Obwód nad kostką (cm)	22-24	24-26	26-28	28-31	31-34

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS