

Link do produktu: <https://akmed.pl/neoprenowy-stabilizator-stawu-skokowego-wciagany-p-1690.html>



Neoprenowy stabilizator stawu skokowego, wciągany

Numer katalogowy **SP-119**

Producent **Special**

Opis produktu

Wykonany z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii NEOPRENE w kolorze CZARNYM.

- Zapewnia doskonale wzmocnienie stawu
- Zmniejsza bóle spowodowane obrzękami oraz urazami wywołanymi przeciążeniem stawu
- Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie, łagodzi ból, zmniejsza obrzęk i uczucie sztywności

Dzięki otworowi na piętę oraz palce zapewnia komfort użytkowania oraz dobre przyleganie do stawu maksymalizując jego wzmocnienie.

Rozmiar

(mierzyć: obwód wokół kostki):

S 19,0 ÷ 24,1 cm

M 21,5 ÷ 26,6 cm

L 24,1 ÷ 30,4 cm

XL 26,6 ÷ 34,2 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL