

Link do produktu: <https://akmed.pl/neoprenowy-stabilizator-stawu-skokowego-wciagany-p-1694.html>



Neoprenowy stabilizator stawu skokowego wciągany

Numer katalogowy **SP-209**

Producent **Special**

Opis produktu

Neoprenowy stabilizator stawu skokowego, wciągany.

Wykonany z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii **CoolMax AIRPRENE**

- Zapewnia doskonale wzmocnienie stawu
- Zmniejsza bóle spowodowane obrzękami oraz urazami wywołanymi przeciążeniem stawu.
- Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie, łagodzi ból, zmniejsza obrzęk i uczucie sztywności.

Dzięki otworowi na piętę oraz palce zapewnia komfort użytkowania oraz dobre przyleganie do stawu maksymalizując jego wzmocnienie.

Stabilizator **Special®** wykonany z **oddychającego neoprenu**, w opatentowanej amerykańskiej technologii **CoolMax AIRPRENE** gwarantuje komfort użytkowania dzięki systemowi odprowadzania wilgoci oraz wentylacji skóry.

Unikalna wielowarstwowa konstrukcja neoprenu, ze specjalnie zaprojektowanymi mikro-otworami daje uczucie chłodu w miejscu przylegania, zapobiega tym samym przegrzaniu skóry oraz powstawaniu nadmiernej ilości wilgoci powodującej dyskomfort użytkowania.

Rozmiary: (

mierzyć obwód wokół kostki)

S: 19-24,1cm,

M: 21,5-26,6cm,

L: 24,1-30,4cm,

XL: 26,6-34,2cm

Sposób konserwacji:

Prać ręcznie w temperaturze do 40°C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

Przeciwwskazania:

Stabilizatora nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych, żylakowości, kiedy zastosowano maści lub żele rozgrzewające.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL