

Link do produktu: <https://akmed.pl/neoprenowy-stabilizator-stawu-skokowego-zapinany-p-1693.html>



Neoprenowy stabilizator stawu skokowego zapinany

Numer katalogowy	SP-202
Producent	Special

Opis produktu

Neoprenowy stabilizator stawu skokowego zapinany

Wykonany z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii CoolMax AIRPRENE.

- Zapewnia doskonale wzmocnienie stawu.
- Zmniejsza bóle spowodowane obrzękami oraz urazami wywołanymi przeciążeniem stawu.
- Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie, łagodzi ból, zmniejsza obrzęk i uczucie sztywności.

Dzięki otworowi na piętę oraz palce zapewnia komfort użytkowania oraz dobre przyleganie do stawu maksymalizując jego wzmocnienie. Dzięki zapinaniu na podwójny rzep zakładanie nawet przy dużych bólach spowodowanych urazem nie stanowi trudności.

Stabilizator Special® wykonany z oddychającego neoprenu, w opatentowanej amerykańskiej technologii CoolMax AIRPRENE gwarantuje komfort użytkowania dzięki systemowi odprowadzania wilgoci oraz wentylacji skóry.

Unikalna wielowarstwowa konstrukcja neoprenu, ze specjalnie zaprojektowanymi mikro-otworami daje uczucie chłodu w miejscu przylegania, zapobiega tym samym przegrzaniu skóry oraz powstawaniu nadmiernej ilości wilgoci powodującej dyskomfort użytkowania.

Rozmiary:

(mierzyć obwód wokół kostki)

S: 19-24,1cm,
M: 21,5-27,9cm,
L: 24,1-30,5cm,
XL: 26,7-33,6cm

Sposób konserwacji:

Prać ręcznie w temperaturze do 40°C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

Przeciwwskazania:

Stabilizatora nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych, żylakowości, kiedy zastosowano maści lub żele rozgrzewające.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL