

Link do produktu: <https://akmed.pl/neoprenowy-usztywniacz-locia-p-3328.html>



## Neoprenowy usztywniacz łokcia

Numer katalogowy	<b>78547</b>
Producent	<b>Mueller</b>

### Opis produktu

- Regulowany stabilizator łatwo jest dopasować do każdej wielkości łokcia
- regulowane paski nie ześlizgują się oraz nie ocierają podczas noszenia
- podwójna warstwa wokół łokcia zapewnia dodatkową ochronę przed uderzeniami
- neopren utrzymuje kojące ciepło

### Zastosowanie:

- urazy „łokcia tenisisty” i „łokcia golfisty”
- zapalenie nadkłykcia
- w przypadku słabych i nadwyrażonych łokci

**Uniwersalny rozmiar** (wg obwodu łokcia od 20 do 40 cm)