

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 16:55

Link do produktu: <https://akmed.pl/neoprenowy-usztywniacz-locia-p-3328.html>



Neoprenowy usztywniacz łokcia

Numer katalogowy	78547
Producent	Mueller

Opis produktu

- Regulowany stabilizator łatwo jest dopasować do każdej wielkości łokcia
- regulowane paski nie ześlizgują się oraz nie ocierają podczas noszenia
- podwójna warstwa wokół łokcia zapewnia dodatkową ochronę przed uderzeniami
- neopren utrzymuje kojące ciepło

Zastosowanie:

- urazy „łokcia tenisisty” i „łokcia golfisty”
- zapalenie nadkłykcia
- w przypadku słabych i nadwyrażonych łokci

Uniwersalny rozmiar (wg obwodu łokcia od 20 do 40 cm)