
Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:01

Link do produktu: <https://akmed.pl/neurotemblak-t-03-p-7741.html>



Neurotemblak T-03

Numer katalogowy	9969
------------------	-------------

Producent	Neox
-----------	-------------

Opis produktu

- wykonany z oddychającej pianki poliuretanowej pokrytej welurem
- umożliwia unieruchomienie ramienia i przedramienia
- umożliwia precyzyjne ustawienie pozycji zabezpieczonej kończyny
- stosowany po przebytych operacjach, w przypadku niedowładu, złamań, przesileń ścięgien i więzadeł, leczenia i doleczenia urazów stawu ramiennego, obręczy barkowej oraz stawu łokciowego, chorób zapalnych i chorób zwyrodnieniowych stawu ramiennego wymagających podtrzymywania oraz częściowego unieruchomienia kończyny górnej w przypadku niedowładu lub porażenia.
- wykonany w sposób umożliwiający stabilizację zarówno prawego jak i lewego ramienia

Rozmiar Uniwersalny