

Link do produktu: <https://akmed.pl/niski-pas-zebrowy-meski-am-pzm-02m-p-2584.html>

## Niski pas żebrowy męski AM-PZM-02/M

Numer katalogowy **AM-PZM-02/M**

Producent **Reh4Mat**



### Opis produktu

#### Charakterystyka produktu

Pas żebrowy męski AM-PZM-02 skutecznie stabilizuje żebra poprzez kompresję klatki piersiowej i skutecznie ogranicza „rozprężanie” się żeberek redukując ból przy stanach zapalnych (w czasie głębszych wdechów). Dzięki ażurowej oddychającej konstrukcji pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała, co przyspiesza gojenie oraz łagodzi ból, a także zapewnia doskonałą ochronę miejsca kontuzji.

Pas jest szczególnie polecany przy złamaniach żeberek, mostka oraz przy stłuczeniach klatki piersiowej i zapaleniach płucnej.

Szeroki rzep usztywnia konstrukcję, co dodatkowo zabezpiecza przednie łuki żeberek.

#### Orteza została w całości wykonana z surowca ActivRubber II.

**ActivRubber II** to aktywna mocna guma ortopedyczna posiadająca dwukierunkową elastyczność, pozwalającą jej na swobodne rozciąganie jej zarówno w kierunku wzdłużnym, jak i poprzecznym. Otworki pomiędzy splotami gumy pozwalają na łatwiejsze oddychanie skóry co poprawia komfort użytkownika wyrobu i ułatwia odprowadzanie potu od ciała pacjenta. Dodatkowo sploty gumy przy większej kompresji wyrobu wykonują jej delikatny mikromasaż. Guma ortopedyczna jest surowcem bardzo przyjaznym dla skóry.

#### Przeznaczenie

- przy złamaniach żeberek,
- przy złamaniach mostka,
- przy stłuczeniach klatki piersiowej,
- po operacjach kardiochirurgicznych,
- w celu stabilizacji i wzmocnienia mięśni klatki piersiowej.

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M