

Oczyszczacz powietrza



Numer katalogowy **YS-300**

Producent **Timago**

Opis produktu

Oczyszczanie powietrza to jedna z najlepszych metod walki z alergenami, a także sposób na pozbycie się innych szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w zanieczyszczonym powietrzu: spalin, wirusów, grzybów, pleśni, dymu nikotynowego.

Oczyszczacz zasysa zanieczyszczone powietrze, które po procesie wielostopniowej filtracji oddawane jest do pomieszczenia. Urządzenie delikatnie wprawia powietrze w ciągły ruch, co powoduje przechwycenie pyłków jeszcze w trakcie unoszenia się w powietrzu.

Oczyszczacz wspomaga leczenie:

- kataru (przewlekłego, alergicznego)
- kaszlu
- duszności i łzawienie z oczu
- nawracających przeziębień i chorób układu oddechowego

Zalety oczyszczania powietrza:

- eliminowanie alergenów i substancji, które wzmagają ich działanie
- oczyszczenie powietrza z kurzu, roztoczy, pleśni i grzybów
- usuwanie toksyn po zastosowaniu chemikaliów i detergentów
- usuwanie nieprzyjemnych zapachów
- poprawa jakości powietrza

Cechy urządzenia:

- wielostopniowy proces oczyszczania
- wyposażony w bakteriobójczą lampę UV
- nowoczesny wygląd

Dane techniczne:

Poziom oczyszczenia: z formaldehydów (aldehydu mrówkowego)	86,9%
z benzenu	91,8%

z lotnych związków organicznych	90,7%
z drobnoustrojów chorobotwórczych	99,9%
Poziom sterylizacji otoczenia	99,84%
Maksymalny nadmuch powietrza	280 m ³ /h
Poziom hałasu	60dB
Powierzchnia oczyszczania	40m ²
Napięcie	220V,50Hz
Moc nominalna	85W
Wymiar	650×400×230mm
Waga	13kg
Kolor	srebrny