

Link do produktu: <https://akmed.pl/oklad-zimno-cieply-z-mocowaniem-zestaw-4760-p-7686.html>



## Okład zimno-ciepły z mocowaniem - zestaw - 4760

Numer katalogowy	<b>4760</b>
------------------	-------------

Producent	<b>Oppo</b>
-----------	-------------

### Opis produktu

#### **4760 Okład zimno-ciepły z mocowaniem - zestaw.**

Duży zestaw składający się z 2 okładów 3970 oraz pokrowca mocującego przeznaczony do szybkiego przykładania do pleców, klatki piersiowej, barku. Pokrowiec wykonany jest z tkaniny, która chroni ciało przed bezpośrednim kontaktem z plastikiem. Elastyczne mocowania zapewniają możliwość swobodnego przemieszczania się z przyłożonym okładem.

**Numer katalogowy:** 4760.

**Rozmiar:** uniwersalny.