

Link do produktu: <https://akmed.pl/opaska-elastyczna-na-lydke-p-2916.html>



Opaska elastyczna na łydkę

Numer katalogowy	TGO-C OL 802
Producent	Timago

Opis produktu

Opaska elastyczna na łydkę wykonana jest w systemie bezszwowym z ortopedycznej tkaniny kompresyjnej.

Anatomiczny kształt jest odpowiednio dopasowany do kończyny dolnej i wpływa na ukierunkowanie kompresji.

Nowoczesna i przestrzenna tkanina pozwala na swobodny dostęp powietrza do skóry pacjenta oraz odprowadzenie nadmiaru ciepła i wilgoci, przez co ogranicza rozwój flory bakteryjnej.

Wskazania do stosowania opaski:

- zespoły bólowe w okolicy łydki
- stany zapalne (tendinopatie), obrzęki
- przeciążenia i mikrourazy mięśni podudzia

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL