

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 14:41

Link do produktu: <https://akmed.pl/opaska-elastyczna-na-udo-p-2917.html>



Opaska elastyczna na udo

Numer katalogowy **TGO-C OU 803**

Producent **Timago**

Opis produktu

Opaska elastyczna na udo wykonana jest w systemie bezszwowym z ortopedycznej tkaniny kompresyjnej.

Anatomiczny kształt jest odpowiednio dopasowany do kończyny dolnej i wpływa na ukierunkowanie kompresji.

Nowoczesna i przestrzenna tkanina pozwala na swobodny dostęp powietrza do skóry pacjenta oraz odprowadzenie nadmiaru ciepła i wilgoci, przez co ogranicza rozwój flory bakteryjnej.

Wskazania do stosowania opaski:

- zespoły bólowe w okolicy pachwiny i uda
- stany zapalne (tendinopatie), obrzęki
- przeciążenia i mikrourazy mięśni uda

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL