

Link do produktu: <https://akmed.pl/opaska-elastyczna-nadgarstka-en-01-p-7727.html>



## Opaska elastyczna nadgarstka EN-01

Numer katalogowy **9955**

Producent **Neox**

### Opis produktu

- wykonana w technologii bezszwowej z najwyższej jakości elastycznego materiału
- doskonale przylega do stawu jednocześnie zapewniając wysoki komfort noszenia
- rozgrzewa staw, przyspieszając proces regeneracji
- przewiewny materiał pozwala na oddychanie, dzięki czemu opaska jest komfortowa i zapewnia odpowiedni komfort termiczny opaska jest szczególnie polecana sportowcom jako profilaktyka urazu, lub w okresie pourazowym w celu przyspieszenia procesów gojenia oraz u osób cierpiących na zmiany o charakterze zwyrodnieniowym lub reumatoidalnym

#### Dostępne rozmiary:

**S-M** 15,5-18,0 **L-XL** 18,0-25,0

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L-XL , S-M