

Link do produktu: <https://akmed.pl/opaska-elastyczna-stawu-kolanowego-ek-01-p-7704.html>



## Opaska elastyczna stawu kolanowego EK-01

Numer katalogowy **9932**

Producent **Neox**

### Opis produktu

- wykonana w technologii bezszwowej z najwyższej jakości elastycznego materiału
- doskonale przylega do stawu jednocześnie zapewniając wysoki komfort noszenia
- rozgrzewa staw, przyspieszając proces regeneracji
- przewiewny materiał pozwala na oddychanie, dzięki czemu opaska jest komfortowa i zapewnia odpowiedni komfort termiczny
- opaska jest szczególnie polecana sportowcom jako profilaktyka urazu, lub w okresie pourazowym w celu przyspieszenia procesów gojenia oraz u osób cierpiących na zmiany o charakterze zwyrodnieniowym lub reumatoidalnym

### Dostępne rozmiary (obwód wokół rzepki w pozycji stojącej):

**S** 33,5-36,0 **M** 36,0-38,5 **L** 38,5-43,5 **XL** 43,5-51,0

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL