

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:15

Link do produktu: <https://akmed.pl/opaska-elastyczna-stawu-kolanowego-p-2914.html>



## Opaska elastyczna stawu kolanowego

Numer katalogowy **TGO-C OSK 515**

Producent **Timago**

### Opis produktu

**Opaska elastyczna stawu kolanowego** wykonana jest w systemie bezszwowym z ortopedycznej tkaniny kompresyjnej.

Anatomiczny kształt jest odpowiednio dopasowany do stawu kolanowego i wpływa na ukierunkowanie kompresji oraz precyzyjną stabilizację.

Nowoczesna i przestrzenna tkanina pozwala na swobodny dostęp powietrza do skóry pacjenta oraz odprowadzenie nadmiaru ciepła i wilgoci, przez co ogranicza rozwój flory bakteryjnej.

### Wskazania do stosowania opaski:

- zespoły bólowe stawów spowodowane przeciążeniami i mikrourazami
- niewielkie skręcenia i naciągnięcia więzadeł
- w celu profilaktyki przeciążeń i urazów

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL