

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 17:00

Link do produktu: <https://akmed.pl/opaska-elastyczna-stawu-lokciowego-el-01-p-7734.html>



Opaska elastyczna stawu łokciowego EL-01

Numer katalogowy **9962**

Producent **Neox**

Opis produktu

- wykonana w technologii bezszwowej z najwyższej jakości elastycznego materiału doskonale przylega do stawu jednocześnie zapewniając wysoki komfort noszenia
- rozgrzewa staw, przyspieszając proces regeneracji
- przewiewny materiał pozwala na oddychanie, dzięki czemu opaska jest komfortowa i zapewnia odpowiedni komfort termiczny
- opaska jest szczególnie polecana sportowcom jako profilaktyka urazu, lub w okresie pourazowym w celu przyspieszenia procesów gojenia oraz u osób cierpiących na zmiany o charakterze zwyrodnieniowym lub reumatoidalnym.

Dostępne rozmiary:

S 24,0-27,0 **M** 27,0-30,0 **L** 30,0-34,0 **XL** 34,0-38,0

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL