

Link do produktu: <https://akmed.pl/opaska-elastyczna-stawu-lokciowego-p-2918.html>



Opaska elastyczna stawu łokciowego

Numer katalogowy **TGO-C OSL 904**

Producent **Timago**

Opis produktu

Opaska elastyczna stawu łokciowego wykonana jest w systemie bezszwowym z ortopedycznej tkaniny kompresyjnej.

Anatomiczny kształt jest odpowiednio dopasowany do stawu łokciowego i wpływa na ukierunkowanie kompresji oraz precyzyjną stabilizację.

Nowoczesna i przestrzenna tkanina pozwala na swobodny dostęp powietrza do skóry pacjenta oraz odprowadzenie nadmiaru ciepła i wilgoci, przez co ogranicza rozwój flory bakteryjnej.

Wskazania do stosowania opaski:

- zespoły bólowe stawów spowodowane przeciążeniami i mikrourazami
- niewielkie skręcenia i naciągnięcia więzadeł
- w celu profilaktyki przeciążeń i urazów

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL