

Link do produktu: <https://akmed.pl/opaska-elastyczna-stawu-nadgarstkowego-p-2913.html>



Opaska elastyczna stawu nadgarstkowego

Numer katalogowy **TGO-C OSN 407**

Producent **Timago**

Opis produktu

Opaska elastyczna stawu nadgarstkowego wykonana jest z bezszwowej ortopedycznej tkaniny kompresyjnej. Ujęcie na kciuk zapobiega zsuwaniu się opaski.

Anatomicznie uformowana aluminiowa stalka oraz elastyczny pas wzmacniający stabilizuje staw nadgarstkowy od strony dłoniowej.

Nowoczesna i przestrzenna tkanina zapewnia swobodny dostęp powietrza do skóry pacjenta oraz odprowadza nadmiar ciepła i wilgoci, co ogranicza rozwój flory bakteryjnej.

Opaskę można stosować na prawej i lewej ręce.

Wskazania do stosowania:

- zespoły bólowe stawów spowodowane stanami zapalnymi, przeciążeniami i mikrourazami
- zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe stawu promieniowo-nadgarstkowego i nadgarstka
- niewielkie skręcenia i naciągnięcia więzadeł
- przewlekła niestabilność

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL