

Link do produktu: <https://akmed.pl/opaska-elastyczna-stawu-skokowego-es-01-p-7699.html>



Opaska elastyczna stawu skokowego ES-01

Numer katalogowy **9927**

Producent **Neox**

Opis produktu

- wykonana w technologii bezszwowej z najwyższej jakości elastycznego materiału
- doskonale przylega do stawu jednocześnie zapewniając wysoki komfort noszenia
- rozgrzewa staw, przyspieszając proces regeneracji
- przewiewny materiał pozwala na oddychanie, dzięki czemu opaska jest komfortowa i zapewnia odpowiedni komfort termiczny
- opaska jest szczególnie polecana sportowcom jako profilaktyka urazu, lub w okresie pourazowym w celu przyspieszenia procesów gojenia oraz u osób cierpiących na zmiany o charakterze zwyrodnieniowym lub reumatoidalnym

Dostępne rozmiary (obwód wokół kostki):

S 15,5 - 20,5 **M** 21,0 - 25,5 **L** 26,0 - 30,5 **XL** 31,5 - 35,5

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL