
Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 13:42

Link do produktu: <https://akmed.pl/opaska-kolana-max-p-3278.html>



Opaska kolana max

Numer katalogowy	59857
------------------	--------------

Producent	Mueller
-----------	----------------

Opis produktu

Opatentowana opaska przynosi dodatkową ulgę dla bolących i osłabionych kolan. Oprócz tego wzmacnia mechanizm rzepki kolana poprzez wywieranie ciśnienia na ścięgno nad nią. Niezawodna i trwała. Nie ogranicza ruchów. Lewostronna lub prawostronna.

Zastosowanie:

- Podwichnięcia lub hipermobilność bliższego stawu strzałkowo-piszczelowego
- Odciążenie stawu rzepkowo-udowego
- Stany zapale ścięgien rzepki
- Niestabilność rzepki

Uniwersalny rozmiar 25-55cm