

Link do produktu: <https://akmed.pl/opaska-lokciowa-protectepi-strap-p-7917.html>



Opaska łokciowa protect.Epi strap

Numer katalogowy **9829**

Producent **Medi**

Opis produktu

Opaska łokciowa dla redukcji ucisku na ścięgno

Wskazania

- zapalenie nadkłykcia
- łokieć tenisisty/golfisty

Zasada działania

opaska łokciowa dla redukcji ucisku na przyczepie ścięgna mięśnia

Właściwości

- wygodna poduszka uciskowa
- indywidualne dostosowanie ucisku

Rozmiar: uniwersalny numer artykułu G.690.509