

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 22:02

Link do produktu: <https://akmed.pl/opaska-na-lokiec-tenisisty-airform-tennis-elbow-support-p-5335.html>



## Opaska na łokieć tenisisty AIRFORM® TENNIS ELBOW SUPPORT

Numer katalogowy **320000**

Producent **Ossur**

### Opis produktu

#### WSKAZANIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA

- Zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego
- Zapalenie nadkłykcia bocznego

#### FUNKCJE I KORZYŚCI

- Zapalenie nadkłykcia

#### WYMAGANE POMIARY

- Uniwersalne: pasuje do obwodu łokcia 20-36 cm