
Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 17:00

Link do produktu: <https://akmed.pl/opaska-na-lokiec-tenisisty-airform-tennis-elbow-support-p-5335.html>



Opaska na łokieć tenisisty AIRFORM® TENNIS ELBOW SUPPORT

Numer katalogowy	320000
------------------	---------------

Producent	Ossur
-----------	--------------

Opis produktu

WSKAZANIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA

- Zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego
- Zapalenie nadkłykcia bocznego

FUNKCJE I KORZYŚCI

- Zapalenie nadkłykcia

WYMAGANE POMIARY

- Uniwersalne: pasuje do obwodu łokcia 20-36 cm