
Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 18:22

Link do produktu: <https://akmed.pl/opaska-na-lokiec-tenisisty-epimed-p-3576.html>

Opaska na łokieć tenisisty Epimed



Numer katalogowy

T480013

Producent

Thuasne

Opis produktu

Epimed T480011

- Sztywna opaska o podwójnym ucisku z wygodnymi wkładkami filcowymi
- Łatwość zapinania dzięki paskowi na rzep

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS