
Dane aktualne na dzień: 17-09-2025 21:50

Link do produktu: <https://akmed.pl/opaska-na-lokiec-tenisisty-epimed-p-3576.html>

Opaska na łokieć tenisisty Epimed



Numer katalogowy	T480013
------------------	----------------

Producent	Thuasne
-----------	----------------

Opis produktu

Epimed T480011

- Sztywna opaska o podwójnym ucisku z wygodnymi wkładkami filcowymi
- Łatwość zapinania dzięki paskowi na rzep

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS