

---

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 21:17

Link do produktu: <https://akmed.pl/opaska-na-lokiec-tenisisty-epimed-promaster-p-3577.html>

## Opaska na łokieć tenisisty Epimed ProMaster



Numer katalogowy	<b>T350871</b>
------------------	----------------

Producent	<b>Thuasne</b>
-----------	----------------

### Opis produktu

Epimed ProMaster T350871

- Sztywna opaska o podwójnym ucisku dzięki silikonowym wkładkom
- Możliwość zastosowania dodatkowych wkładek (Flexi-Pads), zwiększających ucisk
- Mocowanie dzięki zapięciu na rzep, wskaźnik siły kompresji ułatwiający dopasowanie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS