
Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 16:55

Link do produktu: <https://akmed.pl/opaska-na-lokiec-tenisisty-epimed-promaster-p-3577.html>

Opaska na łokieć tenisisty Epimed ProMaster



Numer katalogowy	T350871
------------------	----------------

Producent	Thuasne
-----------	----------------

Opis produktu

Epimed ProMaster T350871

- Sztywna opaska o podwójnym ucisku dzięki silikonowym wkładkom
- Możliwość zastosowania dodatkowych wkładek (Flexi-Pads), zwiększających ucisk
- Mocowanie dzięki zapięciu na rzep, wskaźnik siły kompresji ułatwiający dopasowanie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS