

Link do produktu: <https://akmed.pl/opaska-na-lokiec-tenisisty-p-2912.html>



Opaska na łokieć tenisisty

Numer katalogowy **TGO-C SL 903**

Producent **Timago**

Opis produktu

Opaska na łokieć tenisisty składa się z taśmy zapinanej na rzep oraz silikonowej peloty oddziałującej kontrolowanym uciskiem na przyczepy mięśniowe.

Wypustki na pelocie silikonowej wykonują mikromasaż podczas ruchów w stawie łokciowym, co wpływa na zmniejszenie dolegliwości bólowych.

Opaska zmniejsza ryzyko przeciężenia i/lub naderwania przyczepów mięśni prostowników i zginaczy przedramienia i ręki.

Wskazania do stosowania opaski:

- naderwania i naciągnięcia przyczepów proksymalnych mięśni przedramienia
- zespoły bólowe w okresie ostrym i przewlekłym
- leczenie zachowawcze
- profilaktyka urazów sportowych