

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 22:00

Link do produktu: <https://akmed.pl/opaska-podrzepkowa-dla-skoczkow-p-3290.html>



Opaska Podrzepkowa dla skoczków

Numer katalogowy	991
Producent	Mueller

Opis produktu

- zapewnia doskonałe podparcie szczytu rzepki podczas prostowania kończyny
- zawiera cylindryczny wkład, który wywiera delikatne ciśnienie na ścięgno pod rzepką i naprowadza ją na właściwe miejsce
- w pełni regulowany

Zastosowanie:

- zapalenie ścięgna rzepkowego spowodowanego częstym bieganiem i skakaniem
- podrażnienie rzepki oraz choroba Osgooda-Schlattera
- podwichnięcie lub hipermobilność bliższego stawu strzałkowo-piszczelowego
- odciążenie stawu rzepkowo-udowego
- Uniwersalny rozmiar (pasuje do obwodu kolana od 25 do 56 cm)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: czarny , czerwony , niebieski , zielony