

Dane aktualne na dzień: 02-05-2026 20:01

Link do produktu: <https://akmed.pl/opaska-podrzepkowa-sp-110-p-2271.html>



## Opaska podrzepkowa SP-110

Numer katalogowy	<b>SP-110</b>
Producent	<b>Orliman</b>

### Opis produktu

Opaska podrzepkowa wykonana z miękkiego materiału typu welur, zapinana z dwóch stron na micro-velcro pozwala na łatwe i szybkie założenie, silikonowe anatomicznie wyprofilowane podparcie okolicy więzadła właściwego rzepki może być zdjęte dzięki mocowaniu na micro-velcro, szersza tylna część podudziowa gwarantuje właściwe nie zsuwanie się opaski podczas skoków i biegu. Elastyczne łączenie taśmy dociągowej z częścią przednią ortezy zapewnia komfort podczas jej stosowania.

#### **Zastosowanie:**

choroba Osgood-Schlattera, zespół rzepkowo-udowy, zapalenie więzadła właściwego rzepki, podwichnięcie lub hipermobilność bliższego stawu strzałkowo-piszczelowego.

#### **Działanie:**

podparcie szczytu rzepki podczas prostowania kończyny w stawie kolanowym, rozciągnięcie więzadła właściwego rzepki, odciążenie stawu rzepkowo-udowego.

rozmiar uniwersalny.