

Dane aktualne na dzień: 10-06-2026 13:00

Link do produktu: <https://akmed.pl/opaska-stabilizujaca-rzepke-p-2911.html>



Opaska stabilizująca rzepekę

Numer katalogowy	TGO-C SR 516
Producent	Timago

Opis produktu

Opaska stabilizująca rzepekę składa się z taśmy zapinanej na rzep oraz silikonowej peloty oddziałującej kontrolowanym uciskiem na więzadło rzepekki.

Wypustki na pelocie silikonowej wykonują mikromasaż podczas ruchów w stawie kolanowym, wpływa to na zmniejszenie dolegliwości bólowych.

Opaska odciąża więzadło rzepekki oraz zmniejsza siłę oddziaływania mięśnia czworogłowego uda na przyczep piszczelowy.

Wskazania do stosowania opaski:

- naderwania i naciągnięcia przyczepu piszczelowego mięśnia czworogłowego uda,
- chorobowe zmiany rzepekki,
- złamania rzepekki,
- w leczeniu zachowawczym oraz profilaktyce przeciążeń i urazów.