

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 21:23

Link do produktu: <https://akmed.pl/opaska-usztywniajaca-na-nadgarstek-p-3307.html>



Opaska usztywniająca na nadgarstek

Numer katalogowy	4505
Producent	Mueller

Opis produktu

- Neoprenowy materiał zatrzymuje kojące ciepło
- pasek na kciuk ułatwia mocowanie i dopasowanie
- perforacja materiału zwiększa oddychanie i czyni całodzienne noszenie wygodniejszym

Zastosowanie:

- osłabione i nadwyrężone nadgarstki
- bóle nadgarstka
- bóle reumatyczne

Uniwersalny rozmiar (wg obwodu nadgarstka od 10 do 30 cm)