

Link do produktu: <https://akmed.pl/opaski-na-nadgarstek-z-dwoma-paskami-zapinajacymi-skorzane-bez-obejmy-kciukowej-p-8109.html>



Opaski na nadgarstek z dwoma paskami zapinającymi, skórzane, bez obejmy kciukowej

Numer katalogowy **9995**

Producent **Kowsky**

Opis produktu

- Stabilizator nadgarstka wykonany ze skóry dopasowany do rozmiaru nadgarstka , dzięki czemu stanowi idealną ochronę stawu
- Skóra wyprawiana garbnikami naturalnymi
- Każdy rozmiar opaski oferowany jest z podszyciem lub bez podszycia

Materiały i obróbka:

- Opaska: wyrób ze skóry
- Podszycie: według życzenia - skóra lub filc

Szerokość opaski :

100 mm

Miara długości opaski :

rozmiar od 14 cm do 22 cm zmiana rozmiaru co 1 cm - przy zamawianiu należy podać obwód nadgarstka

Zastosowanie :

stabilizatory nadgarstka zalecane są dla osób wykonujących szczególnie ciężką pracę fizyczną oraz w przypadku wszystkich nadwyrężeń stawu nadgarstkowego.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 14 cm , 15 cm , 16 cm , 17 cm , 18 cm , 19 cm , 20 cm , 21 cm , 22 cm