

Link do produktu: <https://akmed.pl/opaski-na-nadgarstek-z-dwoma-paskami-zapinajacymi-skorzane-z-obejma-kciukowa-p-8111.html>



Opaski na nadgarstek z dwoma paskami zapinającymi, skórzane, z obejmą kciukową

Numer katalogowy **9997**

Producent **Kowsky**

Opis produktu

- Stabilizator nadgarstka wykonany ze skóry dopasowany do rozmiaru nadgarstka , dzięki czemu stanowi idealną ochronę stawu
- Skóra wyprawiana garbnikami naturalnymi
- Każdy rozmiar opaski oferowany jest z podszyciem lub bez podszycia

Materiały i obróbka:

- Opaska: wyrób ze skóry
- Podszycie: według życzenia - skóra lub filc

Szerokość opaski :

- 90 mm

Miara długości opaski :

- rozmiar od 14 cm do 22 cm (zmiana rozmiaru co 1 cm) - lewy lub prawy
- Przy zamawianiu należy podać obwód nadgarstka oraz rodzaj wyrobu - lewy lub prawy

Zastosowanie :

- stabilizatory nadgarstka zalecane są dla osób wykonujących szczególnie ciężką pracę fizyczną oraz w przypadku wszystkich nadwyrężeń stawu nadgarstkowego.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

TYP: lewy , prawy

Długość: 14 cm , 15 cm , 16 cm , 17 cm , 18 cm , 19 cm , 20 cm , 21 cm , 22 cm