


Link do produktu: <https://akmed.pl/opaski-na-nadgarstek-z-jednym-paskiem-zapinajacym-skorzane-bez-obejmy-kciukowej-p-8108.html>



## Opaski na nadgarstek z jednym paskiem zapinającym, skórzane, bez obejmy kciukowej

Numer katalogowy **9994**

Producent **Kowsky**

### Opis produktu

#### Z jednym paskiem zapinającym

- Stabilizator nadgarstka wykonany ze skóry dopasowany do rozmiaru nadgarstka , dzięki czemu stanowi idealną ochronę stawu
- Skóra wyprawiana garbnikami naturalnymi
- Każdy rozmiar opaski oferowany jest z podszyciem lub bez podszycia

#### Materiały i obróbka:

- Opaska: wyrób ze skóry
- Podszycie: według życzenia - skóra lub filc

#### Szerokość opaski :

50 mm , 70 mm

#### Miara długości opaski :

rozmiar od 14 cm do 22 cm co 1 cm - przy zamawianiu należy podać obwód nadgarstka

#### Zastosowanie :

stabilizatory nadgarstka zalecane są dla osób wykonujących szczególnie ciężką pracę fizyczną oraz w przypadku wszystkich nadwyrężeń stawu nadgarstkowego.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Długość:** 14 cm , 15 cm , 16 cm , 17 cm , 18 cm , 19 cm , 20 cm , 21 cm , 22 cm

**Szerokość:** 50 mm , 70 mm