


Link do produktu: <https://akmed.pl/opaski-na-nadgarstek-z-jednym-paskiem-zapinajacym-skorzane-z-obejma-kciukowa-p-8110.html>



## Opaski na nadgarstek z jednym paskiem zapinającym, skórzane, z obejmą kciukową

Numer katalogowy **9996**

Producent **Kowsky**

### Opis produktu

**Stabilizator nadgarstka wykonany ze skóry dopasowany do rozmiaru nadgarstka , dzięki czemu stanowi idealną ochronę stawu**

- Skóra wyprawiana garbnikami naturalnymi
- Każdy rozmiar opaski oferowany jest z podszyciem lub bez podszycia

#### **Materiały i obróbka:**

- Opaska: wyrób ze skóry
- Podszycie: według życzenia - skóra lub filc

#### **Szerokość opaski :**

- 70 mm

#### **Miara długości opaski :**

- rozmiar od 14 cm do 22 cm ( zmiana rozmiaru co 1 cm ) - **lewy lub prawy**
- Przy zamawianiu należy podać obwód nadgarstka oraz rodzaj - lewy lub prawy

#### **Zastosowanie :**

- stabilizatory nadgarstka zalecane są dla osób wykonujących szczególnie ciężką pracę fizyczną oraz w przypadku wszystkich nadwyrężeń stawu nadgarstkowego.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**TYP:** lewy , prawy

---

**Długość:** 14 cm , 15 cm , 16 cm , 17 cm , 18 cm , 19 cm , 20 cm , 21 cm , 22 cm