

Link do produktu: <https://akmed.pl/ortel-c1-classic-kolnierz-miekki-typu-schantza-p-3559.html>

## Ortel® C1 Classic kołnierz miękki typu Schantza



Numer katalogowy

**2393 02**

Producent

**Thuasne**

### Opis produktu

Ortel® C1 Classic 2393 02

- Przeciwbólowa stabilizacja kręgosłupa szyjnego dzięki piance wysokiej jakości i dokładnemu mocowaniu za pomocą rzepów
- Komfortowy, zdejmowany i nadający się do prania pokrowiec
- Zalecany do krótkotrwałego użytku

wysokość 8 cm i 10 cm

Rozmiary:

1 - 28 - 33 cm

2 - 34 - 39 cm

3 - 40 - 46 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 1 , 2 , 3